










Instructiekaart

	Onderzoek <i>Afnamematerialen hoeven niet gekoeld aangeleverd te worden.</i>	Afnamemateriaal		Houdbaarheid na afname
CNT swab	SOA PCR (Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae / Trichomonas vaginalis / Mycoplasma genitalium)	Aptima swab Vagina uitstrijk Rectum uitstrijk man en vrouw Geschikt voor zelfafname		30 dagen
CNT urine man	SOA PCR (Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae / Trichomonas vaginalis / Mycoplasma genitalium)	Aptima urine man Urine (eerste straal) (tevens geschikt voor zelfafname)		30 dagen
Gastro enteritis	PCR totaal pakket (=PCR 1, PCR 2 en PCR 3) of PCR individueel: PCR 1 - Salmonella, Shigella / EIEC, Yersinia, Campylobacter, Aeromonas PCR 2 - EHEC, Plesiomonas PCR 3 - Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium, Dientamoeba <i>Dit onderzoek wordt standaard uitgevoerd. Indien Feces PCR pakket is aangevraagd, is klassieke SSSC kweek en WEC overbodig.</i>	Fecal swab		4 dagen
	Banale kweek Bacteriën: <i>Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia spp. en Campylobacter jejuni</i> <i>Indien een eerdere PCR screening negatief is en/of er gedacht wordt aan een micro-organisme dat niet in de PCR wordt gedetecteerd, kan men voor een banale kweek kiezen.</i>	Fecal swab		
	Helicobacter pylori antigeen <i>Indien patiënt zuurremmers (PPI's) gebruikt en de uitslag is negatief dan nieuw feces materiaal inleveren zonder gebruik van PPI's met een minimum periode van 2 weken.</i>	Fecal swab		
	Rotavirus- en Adenovirus antigeen, Norovirus PCR, <i>C. difficile</i> Toxine	Fecal swab		
WEC	Parasitologie Wormeieren/cysten: preparaat concentratiemethode, direct preparaat voor o.a. Cyclospora <i>Strongyloides, onderzoek moet verricht worden uit warme ontlasting</i>	2 DFT buizen		1 dag

Instructiekaart

	Onderzoek Afnamematerialen hoeven niet gekoeld aangeleverd te worden.	Afnamemateriaal		Houdbaarheid na afname
UWI	Urineweginfectie Banale kweek, Gram-preparaat	Vacutainer urine buisje Urine (midstream)		4 dagen
Banale kweek	Algemene kweken Banale kweek, eventueel Grampreparaat, Inventarisatie S. aureus dragerschap Gist- en schimmelkweek	e-swab (roze dop) Pus, neus- en/of huiduitstrijk (niet geschikt voor zelf-afname)		4 dagen
BV	Bacteriële vaginose PCR, Banale kweek (evt. + gisten), GO (gonorrhoeae) kweek en Actinomyces kweek	e-swab (roze dop) Cervix uitstrijk (niet geschikt voor zelf-afname)		
HSV	Herpes simplex virus PCR Herpes simplex / Varicella zoster virus	e-swab (roze dop) Blaasjesvocht (niet geschikt voor zelf-afname)		
MRSA/BRMO	Methicilline Resistente S.aureus MRSA inventarisatie (bijv. na opname buitenlands ZH) Bijzonder Resistente Micro-organismen BRMO en/of ESBL (Extended Spectrum Beta-lactamase) en/of VRE (vancomycine restistente Enterokokken) inventarisatie	e-swab (roze dop) Banale kweek en MRSA Keel, neus, rectum evt. wonduitstrijk (niet geschikt voor zelf-afname)		4 dagen
COVID-19	Corona virus PCR Corona virus COVID-19 (SARS-CoV-2)	e-swab (oranje dop) Keel en Nasopharynx (gepooled) (niet geschikt voor zelf-afname)		4 dagen
Overig (lege container)	Banale kweek, Schimmelkweek, Urine <10cc, sputum, haren, nagels, huidschilfers, ander materiaal	Lege container		Sputum en urine op dag van afname inleveren NIET OPSTUREN